

Flinno

Diplomat-jälleenmyyjä Suomessa

ADEPT-HOITOYKSIKKÖ DAI 70



* Kuvassa DA 170 hoitoyksikön
esimerkkikonfiguraatio

ADEPT-hoitoyksikkö

DA170

Hammashoitokoneyksikkö
Lisävarusteet
Tuolit

Hoitotyöskentely

Hoitoyksikön ergonominen muotoilu tukee hammaslääkärin, suuhygienistin ja hoitajan työskentelyä miellyttävässä ja luonnollisessa asennossa sekä pääsyä helposti potilaan hoitoasentoon.

Sopii yksin- ja parityöskentelyyn



DA170 - HOITOKONE

Adept-hoitoyksikkö – DA170

www.flinno.fi | info@flinno.fi

Flinno

Diplomat-jälleenmyyjä Suomessa




DIPLOMAT
DENTAL SOLUTIONS

YLEISET TIEDOT

- Paikka 5 instrumentille, hoitokone kiinnitetään lattiaan ja tuoli on integroitu koneyksikköön
- Huuhteluallas on asennettu tuoliin
- Pystysuuntainen korkeussäätö – hissimekanismi
- Pehmeä selkänojan liike
- Optimaalinen hinta-laatusuhde – **järkituote**
- Kompakti muotoilu, helppo huollettava, yhteensopiva laajan käsikappalevaloiman kanssa (standardiliittimet)
- Toimintojen helppo hallinta joko hammaslääkärin ohjauspaneelista tai jalkakytkimestä
- Hoitajan paneeliin on tilattavissa 5 instrumenttia mm. intraoral-kamera ja valokovettaja
- Sähköinen valaisin päälle- ja pois-toiminto sekä valovoimakkuuden säätö

DIPLOMAT ADEPT DAI70 Doriovarret ja tarjotinpöytä




Adept-hoitoyksikkö – DAI70

www.flinno.fi | info@flinno.fi


HAMMASHOITOTUOLI

- Tuolissa 10 vapaasti ohjelmoitavaa tallennuspaikkaa
- Tuoli on liitetty hoitoyksikköön, jolloin tuolin alusta on helppo siivota
- Istuin ja selkänoja on saatavissa joko normaalina tai leveänä mallina
- Niskatuen säätö 3-ulotteisesti
- Lisävarusteena saatavissa lapsille tyyny
- Oikea käsinoja saatavissa kallistuvana
- Potilaan jalkaosaan saatavissa suojapeite



3-ulotteisesti säätävä niskatuki

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu niskatuki 3-D säätömekanismilla. Helppo säätää myös kesken vaikeiden hoitojen.



Kallistuva kyynertuki

Oikeanpuoleinen kallistuva kyynertuki on säädettävissä pois potilaan tieltä, jolloin tuoliin pääsee esteettömästi.

Adept-hoitoyksikkö – DAI70

www.flinno.fi | info@flinno.fi

HAMMASLÄÄKÄRIN INSTRUMENTTISILTA

- DAI70 hoitokoneyksikkö on varustettu enintään 5 instrumentilla ja valoilla
- Käsikappaleiden järjestystä saa muutettua käyttäjän mieltymyksiä vastaavasti
- Helposti ohjattava kalvonäppäimistö on valittavissa joko vasenpaan tai oikeaan reunaan
- Instrumenttisiltaan saatavissa röntgenkuvien näyttämiseen näyttö lisävarusteena
- Instrumenttisillan vetokahva voidaan sijoittaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle tai molempiin reunoihin
- Tarjotinpöytä on ruostumattomasta teräksestä

DAI70 - instrumenttisilta



Adept-hoitoyksikkö – DAI70

www.flinno.fi | info@flinno.fi

Kiinteä huuhteluallas



Huuhteluallas on saatavissa lasisena tai keraamisena.
Lisähintaa vastaan on saatavissa myös väri vaihtoehtoja.

Adept-hoitoyksikkö – DAI70

www.flinno.fi | info@flinno.fi

LISÄVARUSTEET

VALAISIMET JA JALKAKYTKIMET

HAMMASHOITOVALAISIMET JA MUUT VARSIVARUSTEET

XENOS LED-valaisin sensorilla
* hallinta valaisimessa



SIRIUS halogeenivalaisin
katkaisijalla
* hallinta valaisimesta



Tarjotinpöytä

Lisävarusteena on saatavissa erilaisia tarjotinratkaisuja hoitokoneen varteen ja instrumenttisiltaan.



Näyttö

Lääketieteelliseen käyttöön soveltuva näyttö on saatavilla DIPLOMAT hoitokoneeseen. Valittavissa on 17 tuuman tai 22 tuuman näyttö.



JALKAKYTKIN

Hoitokoneita voi ohjata jalkakytkimillä

- UNO monitoiminnallinen yleismalli
- NOK yhdistelmä
- Molemmissa on portaaton säätöjärjestelmä

UNO



NOK



LISÄVARUSTEET

www.flinno.fi | info@flinno.fi

HAMMASHOITOTUOLIT

DIOL

HOITOTUOLIT

D10L hammashoidon tuolit ja satulatuolit on muotoiltu tarjoamaan miellyttävä työskentelyasento sekä hammaslääkärille että hoitajalle. Mikroskoopin kanssa työskenneltäessä uusi hieman muokattu tuolin rakenne auttaa pitämään oikean ergonomisen asennon.

Pintamateriaalien värikirjo on laaja. Tuolin voi sävyttää hoitokoneen kanssa tai sen voi sovittaa hoituhuoneen sisustukseen sopivaksi.

Kaikki D10L-tuolit ovat saatavilla joko jalkojen lepuutusrenkaan kanssa tai ilman.

D10L hammaslääkärin
selkänojallinen tuoli



D10L hoitajan
selkänojallinen tuoli



D10L satulatuoli



D10L tuoli
mikroskopointiin



KIITOKSIA AJASTANNE!

LISÄTIETOJA

Flinno Oy

www.flinno.fi

info@flinno.fi

Tatu Lempiäinen

Flinno Oy

+358-(0)50-309 6 903

tatu.lempiainen@flinno.fi

Tapio Lempiäinen

Flinno Oy

+358-(0)40-5535 277

tapio.lempiainen@flinno.fi

Esittelytila

Laurintie 21, Kurikka

Sovitaan tapaaminen!